

Produktdatenblatt

Aktivin® PuraBakt Tücher

Alkoholische Tücher zur Schnelldesinfektion

VAH
IHO
DVG

Beschreibung/ Eigenschaften:	Aktivin® PuraBakt Tücher sind alkoholische, gebrauchsfertige, Tücher zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art. Aktivin® PuraBakt Tücher bieten bei der Desinfektion und Reinigung von großen Flächen eine universelle und zeitsparende Anwendung. Die Tücher lassen sich einzeln entnehmen. Ein Nachwischen der Fläche ist bei der Anwendung von Aktivin® PuraBakt Tücher nicht erforderlich. pH-Wert: 6 – 8					
Zusammensetzung:	In 100 g Lösung sind enthalten als wirksamer Bestandteil: 45,0 g Ethanol					
Anwendungsgebiete:	Gem. Biozidprodukte-Verordnung: Zur Desinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Flächen aller Art. Aufgrund der parfümfreien und rückstandsfreien Formulierung besonders für die Lebensmittelindustrie und Küchen geeignet.					
Wirkungsspektrum:	- bakterizid (inkl. MRSA), levurozid (C. albicans), tuberkulozid - virusinaktivierend HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV, Influenza-/ Grippe-Viren) - begrenzt viruzid gem. RKI-Empfehlung					
Anwendung:	Flächen und Gegenstände sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Nicht anwenden zur Reinigung von alkoholempfindlichen Oberflächen. Nicht für Acrylglas (PMMA) geeignet.					
Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:	Einwirkzeiten (für die Tränkflüssigkeit Aktivin® PuraBakt Fläche)					
Wirksamkeiten und Prüfmethode			30 Sek.	1 Min.	3 Min.	5 Min.
Bakterien und Hefen						
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid)*	VAH/ EN 16615	mit Mechanik, hohe Belastung				x
	VAH/ EN 13697	ohne Mechanik, hohe Belastung				x
tuberkulozid (M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung	x			
Mykobakterizid (M. avium und M. terrae)	EN 14348	niedrige Belastung		x		
Viren						
begrenzt viruzid PLUS	EN14476	niedrige Belastung			x	
begrenzt viruzid	RKI/DVV	inkl. HBV/HIV(HCV)	x			
wirksam gegen Rotaviren	EN 14476	niedrige Belastung	x			
wirksam gegen Adenoviren	EN 14476	niedrige Belastung			x	
wirksam gegen Noroviren	EN 14476	niedrige Belastung		x		

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
ÖKOPROFIT

Wirkungsspektrum und Einwirkzeiten:	Ergänzende Prüfergebnisse nach EN			1 Min.
	bakterizid	EN 13727	hohe und niedrige Belastung	x
		EN 1276	hohe und niedrige Belastung	x
		EN13697	Ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung	x
	levurozid	EN 13624	hohe und niedrige Belastung	x
	(Candida albicans)	EN 1650	hohe und niedrige Belastung	x
	bakterizid, levurozid	EN 13697	ohne Mechanik, hohe und niedrige Belastung	x
	*einschließlich Phase 2 Stufe 1 – und Phase 2 Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Keimträgerversuche)			
Besondere Hinweise:	<p>Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.</p> <p>BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Inhalt/Behälter zugelassenem Entsorger oder kommunaler Sammelstelle zuführen.</p> <p>Nur zur professionellen Anwendung.</p>			
Verpackungsgrößen:	70 Tücher Spendereimer, 120 Tücher Spenderbox, 120 Tücher Nachfüllpackung			
Produktstatus:	Registriert als Biozidprodukt baua Reg.- Nr. N-66146			

Unsere Angaben und Empfehlungen entsprechen dem heutigen Stand unserer Kenntnisse und befreien den Abnehmer nicht, die Ware für seinen speziellen Einsatzzweck zu prüfen. Jegliche Haftung für unsere Hinweise ist ausgeschlossen.

Stand: Oktober 2020, V03, Fü

Banken

VR-Bank Untertaunus e.G.
IBAN DE44 5109 1700 0001 0060 10
BIC VR BUDE 51

Deutsche Bank Wiesbaden
IBAN DE20 5107 0021 0041 9135 00
BIC DEUT DE FF 510

Kontakt

WERO GmbH & Co. KG
Idsteiner Straße 94
D-65232 Taunusstein
Phone +49 (0) 61 28 / 97 57 0
Fax +49 (0) 61 28 / 97 57 50
info@wero.de · www.wero.de

Zertifiziert

DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 13485
ÖKOPROFIT